



CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

1.1 Nome técnico do produto:

Atadura de crepom, não estéril, Tipo I

1.2 Apresentação Comercial do Produto:

Atadura crepom, 06cm x 1,80mt – Peso 13,3 Gramas o Rolo
Atadura crepom, 08cm x 1,80mt – Peso 17,8 Gramas o Rolo
Atadura crepom, 10cm x 1,80mt – Peso 21,8 Gramas o Rolo
Atadura crepom, 12cm x 1,80mt – Peso 26,0 Gramas o Rolo
Atadura crepom, 15cm x 1,80mt – Peso 32,7 Gramas o Rolo
Atadura crepom, 20cm x 1,80mt – Peso 42,8 Gramas o Rolo
Atadura crepom, 25cm x 1,80mt – Peso 54,1 Gramas o Rolo
Atadura crepom, 30cm x 1,80mt – Peso 64,3 Gramas o Rolo



Distribuídas em Caixas, embaladas individualmente tecido 100% algodão. Produto embalado em material Filme BOPP 100% virgem coex. Fios: 13 Fios e 18 Fios por cm².

1.3 Registro Regulamentador:

As ataduras de crepom são classificadas como produto Classe I (baixo risco), conforme a RDC 185/2021 - Registro pela ANVISA/MS. Cadastro nº 80698130001

1.4 Classificação Fiscal:

Gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, curativos (pensos), esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários.

1.5 Classificação Pis/Confis:

Operação Tributável com alíquota básica

1.6 Descrição Geral do Produto:

A atadura de crepom/crepe Erimax é utilizada em terapia compressiva, aplicações ortopédicas como imobilizações e enfeixamentos, fixação de curativos e prevenção de contusões em atividades esportivas.

1.7 Fabricante do Produto:

Erimar Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Eireli

CNPJ: 11.463.608/0001-79

Rua Antonio Siloti, nº 495, Miniparque Industrial, CEP 85.935-000, Assis Chateaubriand, Paraná.

(44) 3528-2540 – vendas@erimax.com.br

Responsável Técnico: Pâmella Tatiane de Almeida Cazaqui – COREN PR 000.365.415



INSTRUÇÕES DE USO:

Retirar as ataduras da sua embalagem e aplicar no local afetado e utilizar conforme os procedimentos padronizados, de acordo com a finalidade proposta.

O produto não deve ser utilizado se alguma das características citadas estiverem em desacordo.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, VALIDADE E REUTILIZAÇÃO:

Não utilize a atadura de crepom diretamente sobre a pele ferida; Não pressione a atadura de crepom ao aplicá-la, a fim de evitar problemas circulatórios; Não utilizar caso a embalagem esteja violada. O fabricante recomenda uso único. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto e procure auxílio médico.

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original, fechado, guardado em ambiente seco e limpo.

As Ataduras de Crepom possuem **5 anos**. O fabricante recomenda uso único.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado nas seguintes condições: Em local seco e arejado; Em locais onde o acesso de raios solares é restrito; A embalagem deve estar protegida contra danos físicos; embalagem deve estar protegida contra intempéries; Deve evitar fontes de ignição. Não há faixas de temperatura ou umidade determinadas para o armazenamento da Atadura de Crepom. Sendo assim, pode ser armazenado em ambientes sem necessidade de controle de temperatura, seguindo as recomendações citadas acima.

Devem-se estabelecer critérios para assegurar o transporte seguro e adequado evitando trocas, avarias, deterioração ou outros efeitos adversos nos produtos nas seguintes condições: Conservação e limpeza do caminhão; Controle de Pragas; Quantidades de volumes. Não há faixas de temperatura ou umidade determinadas para o transporte da Atadura de Crepom. Sendo assim, pode ser transportado em veículos sem necessidade de controle de temperatura, seguindo as recomendações citadas acima.

DESCARTE:

O descarte do produto deve seguir um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, para manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 – que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.